

**FICHA DE SEGURANÇA**

PO-STC-17

**RUBÉOLA (IgG/IgM) TEST BIOEASY****IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DO PRODUTO****Dados da Empresa:**

BIOEASY DIAGNÓSTICA LTDA.  
Avenida Barão Homem de Melo nº 567, Nova Granada – Belo Horizonte.  
CEP: 30.431-285 -MG – Brasil  
Tel: (31) 3048 - 0008  
www.bioeasy.com.br

**Especificações do Produto:**

NOME COMERCIAL: RUBÉOLA IgG/IgM TEST BIOEASY  
CÓDIGO: 07FK20

**INFORMAÇÕES DO PRODUTO****Descrição:**

Componentes do Kit:  
-Dispositivo de Teste  
-Tampão Diluente – 5,0MI  
-Pipeta capilar 5µL

**Uso do Produto:**

Somente para uso diagnóstico *in vitro*.

**Componente(s) Perigoso(s):**

Dispositivo de Teste/ Tampão Diluente

**PRIMEIROS SOCORROS****Contatos com os olhos:**

Lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.

**Contato com a pele:**

Lavar com água em abundância.

**Inalação:**

Exposição ao ar fresco, em caso de dificuldade respiratória procurar orientação médica.

**Ingestão:**

Procurar orientação médica

<b>MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO</b>	
Não inflamável	
<b>MEDIDAS DE CONTROLE – VAZAMENTO / DERRAMAMENTO</b>	
Isolar e ventilar a área. Remover com materiais absorventes. Enxaguar a área com água.	
<b>MANUSEIO E ARMAZENAGEM</b>	
<b>Manuseio:</b>	Evitar contato com os olhos, pele e boca. Lavar as mãos após o manuseio.
<b>Armazenamento:</b>	Conservar entre 15 a 30 °C.
<b>CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>	
<b>Medida Preventiva:</b>	Evitar ingestão, inalação e contato com olhos e pele. Proteção às mãos: usar luvas; lavar as mãos após o manuseio. Aconselhamos utilizar as boas práticas de laboratório na execução do teste.
<b>PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS</b>	
<b>Estado Físico:</b>	Dispositivo de Teste - sólida
<b>ESTABILIDADE E REATIVIDADE</b>	
<b>Estabilidade:</b>	O teste foi desenvolvido para ser conservado em temperaturas entre 15 a 30 °C. É estável quando conservado nas condições recomendadas até a data de validade impressa no rótulo do produto e na caixa. Não congelar o kit. O fabricante garante a qualidade do produto, se este for conservado nas condições estabelecidas e na sua embalagem original.
<b>DESCARTE DOS RESÍDUOS</b>	
Descartar conforme as leis federais ou locais de proteção ambiental. Consultar a RDC 306 de 07/12/04 da ANVISA.	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	
Todo produto pode conter riscos desconhecidos e devem ser utilizados com cuidado. O receptor de nosso produto é responsável por observar todas as leis regulamentares aplicáveis.	